



LIFEVAC[®]

Emergência em Engasgamento



Dispositivo de
emergência em Asfixia
por Engasgamento



O LifeVac® é um equipamento revolucionário de primeiros socorros.

O LifeVac é um dispositivo de sucção desenvolvido para libertar uma obstrução na via aérea da vítima quando foi seguido sem êxito o protocolo standard em caso de engasgamento. A duração da sucção é mínima, atuando em segundos, o que torna o LifeVac seguro e eficiente.

O dispositivo LifeVac é leve, ocupa muito pouco espaço e não necessita de nenhuma fonte de alimentação. Isto converte-o num equipamento ideal para ser guardado num estojo de primeiros socorros ou armário, ou ser levado e estar sempre perto para poder ser imediatamente utilizado.

Inclui 3 máscaras:



Pediátrica (bebê)

(A partir de 12 meses)



Pediátrica (infantil)

(A partir de 4 anos)




Adulto grande



Nos países europeus, o número de mortes por engasgamento é semelhante ao número de mortes por acidentes de trânsito

- ▶ 10 vezes mais falecimentos do que os causados por incêndios
- ▶ 4 vezes mais falecimentos do que em afogamentos por imersão
- ▶ Número semelhante aos dos falecimentos por acidentes de viação



O tempo é vital; é necessário atuar rapidamente

0 - 4 min. Dano cerebral improvável

4 - 6 min. Dano cerebral possível

6 - 10 min. Dano cerebral provável

Mais de 10 min. Morte cerebral provável



Características

**Testado com êxito:**

Já salvou centenas de vidas em todo o mundo.

**Sem riscos:**

Não se introduz no corpo, pelo que não danifica a vítima

**Válido para crianças e adultos:**

Inclui 2 máscaras de criança e uma de adulto pelo que se adapta a praticamente qualquer pessoa.

**Manuseamento simples:**

Não é necessária nenhuma habilidade ou formação específica, podendo ser usado por uma criança ou em si mesmo.

**Uso generalizado:**

Pode ser usado com grávidas, obesos, idosos e pessoas em cadeiras de rodas, em que a Manobra de Heimlich pode se contraindicada ou ineficaz.

**Atua em segundos:**

É rápido e fácil de utilizar, libertando imediatamente a obstrução.

O nosso objetivo na **LifeVac**[®] consiste em oferecer tranquilidade e segurança para salvar vidas e criar espaços mais seguros



LifeVac[®] nos espaços públicos

É possível transformar um espaço público num lugar mais seguro

- Restaurantes, bares e cafetarias
- Cantinas escolares
- Hotéis
- Centros Geriátricos
- Lugares públicos
- Equipas de emergência
- Centros de Saúde
- Casas




<https://www.lifevac.es/formando-respiramos/>

INSTRUÇÕES EM CASO DE ASFIXIA POR ENGASGAMENTO


Se alguma pessoa for vítima de asfixia por engasgamento...

1 Encoraje a vítima a tossir

2 Se a tosse não for eficiente, 5 palmadas nas costas



3 Se a obstrução continuar, 5 compressões abdominais






4 Se a obstrução continuar, utilize o LIFEVAC

COLOCAR sobre o nariz e a boca

EMPURRAR o punho/fole

PUXAR pelo punho



REPITA ATÉ ANULAR A OBSTRUÇÃO OU 5 VEZES



Cada unidade LifeVac® contém:

- 1 dispositivo LifeVac®
- 1 máscara grande de adulto
- 1 máscara de bebê
- 1 máscara pediátrica
- Um Manual de informação e instruções de utilização
- Guia rápido em caso de asfixia por engasgamento



Se pertencer a uma associação ou organismo público, consulte-nos o seu caso e recomendamos-lhe-emos a forma de melhorar a segurança em caso de asfixia por engasgamento

